

# Kiweno Vitamin D Test



Mach dein Smartphone zum Labor! Der kiweno Vitamin D schnelltest hilft dir dabei, deinen Vitamin D Spiegel in Laborqualität direkt zuhause zu ermitteln.

## Was und wie wird getestet

- Dein genauer Vitamin D Wert in Laborqualität, mit nur wenigen Tropfen Blut
- Abhängig von deiner Vitamin D (25-OH-D) Konzentration im Blut reagiert der Farbstreifen auf der Testkassette. Mit der kiweno Vitamin D App liest deine Smartphone-Kamera den Farbstreifen ein und liefert dir in 15 Minuten deinen genauen Vitamin D Wert
- Zertifiziertes Testverfahren. Mit einem akkreditierten deutschen Labor entwickelt

## Was hast du davon

- Eindeutiges Ergebnis mit klaren Handlungsempfehlungen für gesteigertes Wohlbefinden.
- Alle deine Vitamin D Ergebnisse im Zeitablauf in der App, um die Wirksamkeit deiner Maßnahmen zu überprüfen und deinen Vitamin D Wert dauerhaft im Auge zu behalten

## Symptome eines Vitamin D Mangels

- Depressive Verstimmungen und Nervosität
- Müdigkeit, Erschöpfung, Schlafprobleme
- Geschwächtes Immunsystem
- Knochenprobleme bis hin zu Osteoporose

*Lieferumfang: Testkit inklusive aller nötiger Bestandteile und Anleitung. Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.*

## So funktioniert's



### Blutprobe zuhause entnehmen

Mit dem kiweno Selbstentnahme Testkit nimmst du dir – ganz ohne medizinische Vorkenntnisse – sicher wenige Tropfen Blut aus der Fingerkuppe ab.

Wichtig! Alle Utensilien zur Probenentnahme sind im Produkt enthalten.



### Ergebnis auslesen

Nach 15 Minuten Wartezeit liest deine Smartphone Kamera in Verbindung mit der kiweno Vitamin D App deinen genauen Vitamin D Wert aus.



### Handlungsempfehlungen erhalten

Zu deinem Ergebnis erhältst du individuelle Handlungsempfehlungen, basierend auf deinem Vitamin D Wert. Auf unserer Wissensplattform findest du viele weitere spannende Infos rund um Vitamin D!



### Werte im Blick behalten

Wiederhole den Vitamin D Test alle paar Monate, um deinen Spiegel nachhaltig im Blick zu behalten.